

# Ингаляторы для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей.

**Экономичный домашний**

**CN-233**

Цена: базовая (экономичный по цене)

Средний размер частиц 3 мкм

Объем лекарства: 2-6 мл



Тип: компрессорный



**Универсальный: для дома и ЛПУ**

**CN-231**

Цена: средняя

Средний размер частиц 4 мкм

Объем лекарства: 5-13 мл

- + Ручка для переноски
- + Длинная трубка



Тип: компрессорный



**Для детишек**

**CN-232**

Цена: средняя

Средний размер частиц 4 мкм

Объем лекарства: 13 мл

- + Привлекательный дизайн в форме кита превратит ингаляцию в игру



Тип: компрессорный



**Компактный и тихий (2-в-1)**

**UN-231**

Цена: средняя +

Средний размер частиц 5 мкм

Объем лекарства: 4,5 мл

**Экономичный расход лекарства:** работает от 1 мл

- + Работает от адаптера для автомобиля (прикуриватель)
- + Регулировка потока аэрозоля

\*Есть ограничения по применяемым лекарственным препаратам



Тип: ультразвуковой



**Компактный +тихий +работает от батареек (3-в-1)**

**UN-233**

Цена: премиум

Средний размер частиц 2,1 мкм

Объем лекарства: 0,5-8 мл

**Экономичный расход лекарства:** работает от 0,5 мл

- + Легко переносить (работает от батареек)
- + Большой угол наклона при распылении

Тип: электронно-сетчатый (меш)



\* На основной блок в корпусе

Все компрессорные ингаляторы A&D – с функцией защиты от перегрева. Все ингаляторы A&D – простые в использовании (управление одной кнопкой).

**Средний размер частиц: 5–10 мкм:** воздействие на верхние дыхательные пути, **2–5 мкм:** воздействие на нижние дыхательные пути.\*\*

\*\*Ю. Б. Белоусов, К. Г. Гуревич. Клиническая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств. М., 2005.

Бесплатный телефон горячей линии Эй энд Ди РУС: **8 800 200-03-80** | [www.and-rus.ru](http://www.and-rus.ru)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.